

UNDERSÖKNING- BORD "LINNEA"

MOTTAGNING



MADE IN SWEDEN

UNDERSÖKNINGSBORD "LINNEA"

- Unik tillgänglighet för personal och patienter, inte minst rullstolsburna
- Flera standardstorlekar på bordskivor, kan även specialanpassas
- Elektriskt styrda i höjdlid, mycket stadiga och tål stor belastning
- Ingår i Rinis ergonomiska koncept för en effektiv och snygg mottagningsmiljö

Rinis undersökningsbord är utvecklade för att ge extra god tillgänglighet för operatörer och inte minst rullstolsburna patienter. Borden finns i flera standardstorlekar men kan också anpassas för unika undersökningsmiljöer. Samtliga bord har mjukstart och stopp och är utrustade med klämskydd för patienten.

Borden är främst avsedda för ögonmottagningar, där exempelvis spaltlampor, lasrar, mikroskop och liknande utrustning monteras på dem. Linneaborden med sina speciella lyftpelare är mycket stadiga och tål stor belastning. Borden är lätta att manövrera på fyra kullagrade och låsbara hjul.

Linnea Rifo, är produktnamnet för våra större, kundanpassade undersökningsbord. Rita din egen bordsskiva, sätt mått på din egen design så bygger vi den.

Borden ingår i Rinis ergonomiska koncept för en snygg, praktisk och kostnadseffektiv mottagningsmiljö; undersökningsbord, patientstolar och operatörstolar.



TEKNISK INFORMATION

ALLMÄNT

Vikt enhet	37 kg
Lyftkapacitet	200 kg
Höjjustering från golv	700-1100 mm

BORDSSKIVA (STANDARD)

Längd	800 mm
Bredd	350 mm
Tjocklek	22 mm

ELEKTRISK SPECIFIKATION

Inmatning	110 V eller 230 V
-----------	-------------------

ÖVRIGT

En grenkontakt erbjuds som ett tillval för att reducera antalet sladdar från instrument som ansluts till vägguttag.

Linnea borden finns i flera populära varianter på utformning av bordsskivan för att passa en eller två instrument och kan dessutom helt kundanpassas.

